

Karta pomiaru stóp do Ortezy Zintegrowanej z Butem Aurelka®

Wszystkie informacje wymagane przy składaniu zamówienia są niezmiernie ważne i jakiegokolwiek uchybienia mogą skutkować błędnym wykonaniem obuwia. Niezastosowanie się do wskazówek, dostarczenie niekompletnego lub błędnego materiału pomiarowego i fotograficznego może skutkować ograniczeniem możliwości reklamacji obuwia niepasującego do stóp, ortez itp. lub realizowanie jej na koszt zamawiającego.

Data badania

Osoba wykonująca pomiar

Numer telefonu osoby wykonującej pomiar

Imię i nazwisko klienta Wiek.

Stan zdrowia
(w odniesieniu do kończyn dolnych i ewentualnej ogólnej niepełnosprawności)

	Oznaczenie na schemacie*	Cecha	Stopa lewa (cm)	Stopa prawa (cm)
Pomiary niezbędne	-	Rozmiar sugerowany przez klienta		
	E	Długość stopy		
	A	Obwód przodostopia		
	B	Obwód śródstopia		
	C	Obwód przez piętę		
	D	Obwód nad kostką / Pomiar na wysokości	/	/
	F	Szerokość przodostopia		
	G	Szerokość pięty		
Zmierzyć w przypadku zniekształceń palców lub śródstopia	H	Wysokość zakończenia palucha		
	I	Wysokość stawu palucha		
	J	Wysokość podbicia		
Pomiary niezbędne dla Buto-ortezy	K	Wysokość cholewki		
	L	Obwód łydki na górze cholewki		
	M	Obwód łydki w najszerszym miejscu		
	N	Wysokość najszerszego miejsca łydki		
	O	Wysokość usztywnienia (zakładki)		
Dodatkowe uwagi:				

* zaznaczyć sposób pomiaru stopy lewej i prawej ** schematy dostępne pod adresem: www.aurelka.pl/pomiary ***niepotrzebne skreślić

Wykonując pomiary należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

- Pomiary należy **wykonać w pozycji stojącej** lub, w przypadku osób niechodzących – siedzącej z zachowaniem kąta prostego pod kolanem.
- Zmierzyć obie stopy osobno.**
- Wykonać i załączyć obrysy stóp.**
- Mierzyć stopy „ubrane”** tak jak podczas noszenia obuwia.
- W przypadku obuwia do posiadanych już wkładek **pomiary wykonać z wkładką podłożoną pod stopę.**
- Zapisywać pomiary bezwzględne**, tzn. bez powiększania ich według własnego uznania – niezbędne naddatki zostaną uwzględnione przy projektowaniu obuwia
- Wykonać zdjęcia podczas mierzenia** tak, żeby widoczna była cała stopa z miejscem przyłożenia miarki, a nie tylko zbliżenie na wynik pomiaru.
- Wykonać zdjęcia stóp z boku, przodu oraz tyłu** i załączyć je do zamówienia.
- Opcjonalnie można też nagrać i **załączyć film z pomiarów.**
- Stopy zniekształcone odcisnąć w piance ortopedycznej.**